



## デモ機 1 週間無償貸出しキャンペーン



そんな理由でお困りのあなたに...

デモ機を使ってみませんか!?

- ① キヤスター付きで移動も楽々!
- ② AC100V電源で運転可能!



今なら  
供試体用のアクリルボックスを  
セットで貸し出し!  
※参考イメージ  
サイズ: W800×D800×H1000



小型恒温恒湿空調機

## ラボエースミニ

お問合せは、(株)モトヤマのお近くの各営業所まで。

□ 本 社 〒 530-0043	大阪府大阪市北区天満1-15-13	TEL 06-6351-0461
□ 東京 営業 所 〒 171-0022	東京都豊島区南池袋1-1-11 かつらビル9F	TEL 03-3988-4322
□ 仙台 営業 所 〒 980-0812	宮城県仙台市青葉区片平1-5-30 アルシユタビル3階F	TEL 022-217-0667
□ 名古屋 営業 所 〒 461-0004	愛知県名古屋市中区東区葵1-13-18 サッサセンタービル5F	TEL 052-930-5777
□ 金 沢 営業 所 〒 920-0057	石川県金沢市桜田町1-12 ドマーニ桜田2F	TEL 076-222-6755
□ 大阪 東部 営業 所 〒 573-0131	大阪府枚方市春日野2-3-35	TEL 072-897-0300
□ 明 石 営業 所 〒 673-0018	兵庫県明石市西明石北町3-2-6	TEL 078-927-0504
□ 広 島 営業 所 〒 733-0002	広島県広島市西区楠木町1-5-3	TEL 082-292-1725
□ 南 九 州 営業 所 〒 899-4351	鹿児島県霧島市国分新町1164-8	TEL 0995-48-5155

2m<sup>3</sup>以下のミニ空間に最適な精密空調

空冷式 MB型空調ユニット「ラボエースミニ」

# ラボエースミニ 小型恒温恒湿空調機



LABO ACE mini は  
年間を通して、安定環境で評価・解析

JIS計測・検査試験や  
安定性・長期試験用の専用空調機


もっと気軽に もっと効率的に もっと確実に

- 1 **高精度な温湿度制御** 温度±1℃、湿度±3%RHの安定性
- 2 **2つの気流を簡単切り替え** 循環とオールフレッシュの2way方式
- 3 **省エネ設計** 電源は、電気工事不要の100V15Aコンセント仕様
- 4 **省スペース型のコンパクト構造** キャスター付で移動も簡単
  - ・自由設計のチャンバーボックス
  - ・ワークオペレートそばに装置の設置が可能

## 仕様 MB型空調ユニット ラボエースミニ (空冷式)

型式	MBH-150
温湿度範囲	+15℃～+30℃ 50%RH～65%RH
温湿度変動幅	±1.0℃ / ±3.0%RH
外形寸法	W370×D600×H688
温湿度調節計	デジタルコントローラー・PID制御
センサー	温度:白金測温抵抗体 湿度:高分子薄膜
風量	1.0 m <sup>3</sup> /min
電源	AC100V 50/60Hz 電圧許容範囲±10%
最大消費電流	13.5 A
最大加湿量	0.5 L/h
排水	排水タンク 4L

## 【温湿度制御範囲】



● 温湿度は循環運転で周囲環境 25℃におけるものです。周囲環境により温湿度範囲は制約を受けます。



「ラボエースミニ」をワークオペレート横に設置



## チャンパーボックスは自由設計

※チャンパーボックスは本体に含まれておりません。



微風速のパunching天井

## アプリケーション

- 接触角 (周囲環境改善)
- 電子天秤 (高吸湿物質の含水率安定化)
- 顕微鏡 (インキュベーターから取り出した細胞に熱ストレスを与えず観察)
- 生体高分子の調合 (タンパク質ほかサンプルの槽内オペレート)

製品改良のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。

エスペック サーマルテックシステム 株式会社 <https://www.espec-tts.co.jp>

335-0032 埼玉県戸田市美女木東 1-2-15  
TEL: 048-423-1800 FAX: 048-423-1801

中部オフィス  
471-0844 愛知県豊田市聖心町3-44-1

関西オフィス  
651-1514 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町5-2-5

